

Spotřební materiál pro platformu KleeYa®

<u>Katalogové číslo</u>	<u>Produkt</u>	<u>Balení</u>
CL-Tip960	Špičky	960 ks
CL-Cuv3000	Kyvety	3 000 ks
CL-Tri3+3	Trigger roztoky	3 ks Trigger 1, 3 ks Trigger 2
CL-Wsh2000	Promývací pufr	1 ks / 2 l koncentrát





FOLLOW US

Spotřeba na jedno analytické stanovení



1x kyveta

1x špička

270 μ l + 270 μ l Trigger 1 a 2

3 ml promývacího pufu

Objednávejte na order.clia@biovendor.group



TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.

Křižíkova 68, 612 00 Brno, Česká republika

+420 549 124 111

support.clia@biovendor.group

clia.biovendor.group